


## 【商品名】コパイバ樹液ハイクラウン【定価】¥6,480 (税込)

	原材料 食用コパイバ樹液	
	添加物 なし	原産国名 ペルー
	栄養成分表示 (100g 当たり): 熱量 895kcal、たんぱく質 0g、脂質 100g、炭水化物 0g、食塩相当量 0.0g	
	【製造工程】オイル採取 (コパイバの木に浅く穴をあけポリ塩化ビニルのチューブを穴に挿入し、チューブ先端に採取用の容器を当てて、水の混入を防ぎながら、流れ出てくる樹液や樹脂を集める) ⇒ 輸送用容器へ充填 ⇒ 加工工場へ搬送 ⇒ 受入検査 ⇒ 計量 ⇒ 分析 ⇒ 混合 (均質化) ⇒ 濾過 ⇒ 充填・包装 ⇒ 保管	

## 【コパイバ樹液ハイクラウンの特長】

●コパイバの芳香油の特長は「β-カリオフィレン」です。β-カリオフィレンは、大麻草由来の CBD と共に CB2 受容体に作用し、細胞内の情報伝達を作用させるトリガーとして機能します。●ペルーアマゾン産コパイバ樹液 100%の「コパイバ樹液ハイクラウン」は、圧倒的に豊かな芳香とアマゾンの森林浴を実感する厳選素材です。

## 【コパイバとは】

●アマゾンの先住民は、コパイバのオレオレジン (脂質を多く含む樹液や樹脂) を傷口を癒すための塗り薬、あらゆる種類の痛みの鎮痛薬、皮膚障害や虫刺されの抗炎症剤、天然の防虫剤 (蚊など昆虫忌避) 等に利用してきました。●植物学的に「コパイフェラ属」には 35 種が分類されていますが、コパイバは種の同定が難しく、採取現場では、必ずしも適切な品質管理が行われているとは限りません。樹液の品質は、生育環境、個体、部位、採集する人の資質・技量、経験等に依存する傾向が強く雨季・乾季など季節要因も含め、大きな違いが見られます。●また、樹液は樹木全体に一樣に存在しているわけではなく、幹の心材部分など特定の場所に蓄積されていることが多く、そのため幹にドリルで穴を開けるか、或は樹皮を傷つけるなどして樹液が採集されますが、人間の血液と同様に「生命の源」を抜き取るわけですから、樹木にとって負担が大きく、場合によっては枯死してしまうこともあります。コパイバの持続可能な利用は、開発上の課題と言えます。●欧州では、1625年以降イエズス会により持ち込まれたことから「イエズスのバルサム」と呼ばれ、慢性膀胱炎、気管支炎、慢性下痢、痔核治療等に用いられ、米国では1820年~1910年の間薬局方に記載され、公的な薬剤として扱われていました。近年コパイバの研究開発が進み、香水や食品添加物に加え、石鹸、歯磨き粉、うがい薬、ニキビ対応化粧品、のど飴、アロマオイル等のナチュラルレメディにも用いられています。

## 【コパイバ樹液ハイクラウンの使い方】

●就寝前など、熱湯に数滴垂らし吸引する。目を閉じて湯気をまぶたに当てる。そのまま飲用したり、容器に移し化粧水に。嫌なことがあったり、気分が不安定な時にも。●コップ1杯の水に数滴垂らし喉のうがいやマウスウォッシュに。容器に移しルームスプレーや夏場のアウトドア用スプレーに。●キャリアオイルで薄めマッサージに。蜜蝋と合わせて手作り軟膏にも。【注意】●目や粘膜に直接触れないようにして下さい。●肌に合わない場合は炎症を起こすことがあります。●過剰採取によりめまいや吐き気を起こすことがあります。●ベルガモテンが含有されていますので、肌に塗布した状態で直射日光は避けて下さい。

内容量 NET (容器込み重量)	27g (39.5g)	JAN CODE	4562393000815
容器 W*D*H	31.9mm × 22.2mm × 95mm	化粧箱 W*D*H	35mm × 35mm × 100mm
ボトル / W*D*H	230mm × 206mm × 140mm	ボトル入数/ボトルごとの重量	24本 / 1.1kg
ケース / W*D*H	ボトルと同じ箱を使用します。	ケース入数/ケースごとの重量	48本 / 2.1kg
賞味期限	製造日から 18 カ月	アレルギー表示	必要なし
遺伝子組換の有無	なし	容器及び化粧箱材質	PP (容器, キャップ), PE (ノズル), FEC 認証紙 (化粧箱)
原料原産国	ペルー	加工者 (小分け)	NPO 法人アルコイリス
販売者	株式会社アルコイリスカンパニー		
保存方法	高温及び直射日光を避け涼しいところで保存して下さい。		

2022年6月16日